

Augensteuerung und Accessible Apps: Zugang zu Social Media

IKT-Forum 2021 – 13.07.2021



Tobias Bührs



Sven Pfeil






Ziele

Am Ende der Schulung wissen Sie,

- **Warum** es es die Accessible Apps gibt
- **Was** es alles für Apps gibt
- **Was** man alles mit den Apps machen kann
- **Wie** man diese einsetzen kann





Warum Accessible Apps?

- Communicator 5 Accessible Apps bieten UK-Benutzern die Möglichkeit, **einige der beliebtesten Apps zu nutzen**, diese zu erleben und zu genießen.
- Die Accessible Apps funktionieren mittels Verknüpfungen in Communicator 5, was bedeutet, dass Sie die **Software nie verlassen müssen**.
- Dieses ist **eine natürlichere und intuitivere Möglichkeit**, auf eine breite Palette von Apps wie Facebook, Instagram, Netflix, YouTube und Co. zuzugreifen.

Accessible Apps, Januar 2021



Facebook



Instagram



TikTok*



WhatsApp



Messenger

Soziale Netzwerke und Messenger



Spotify



Netflix



YouTube



Twitch*

Streaming Apps



SMS



Calendar



Zoom



Translate

Produktivität



Microsoft News




Audible



Kindle

Nachrichten und Inhalte


Dynamische Seitensets



Facebook
Fotoalbum





Youtube Video Link



WhatsApp
Web Link

Links öffnen sich in einem bedienbaren Browser



Für wen sind die Accessible Apps

Seit dem letzten Update auf Version 2.0 Unterstützung von

Augensteuerung

I-Serie & PCEye 5 (mit Communicator 5) (inklusive)

ältere Augensteuerungsgeräte (optional + kostenpflichtig)




Touch-Bedienung

I-110 (optional + kostenpflichtig)

Weitere Geräte mit Communicator 5 (optional + kostenpflichtig)



An Bedürfnisse anpassbar



Eye Gaze Settings


Options	Current Settings	Description
Selection Method	● Indirect Selection Only ● Direct Selection - Manual ● Direct Selection - Automatic	Scroll up and down the browser window using buttons in the pageset, then manually activate direct selection when you want to choose something you have seen (default for touch users).

Touch Settings


Options	Current Settings	Description
Selection Method	● Indirect Selection Only ● Direct Selection - Manual ● Direct Selection - Automatic	Access available items in the browser window at any time by touch, without needing to manually enable direct selection (default for touch users).
Highlight Color		Items in the browser which are available for direct selection appear highlighted with a coloured border.
Touch Activation	● Touch Release ● Touch Start ● Touch Hold	Direct selection in the browser is confirmed at the moment when touch contact is released. Selection can be cancelled by dragging contact to an unselectable area.
Selection Color		This colour is used to highlight the area currently in focus while a selection is being made or when scrolling through available items.

Optimierung für Touch

Option 1 – Touch Bedienung ist auf der Browser Seite blockiert




Option 2 – Touch ist in ausgewählten Bereichen erlaubt




Möglichkeit für automatisches Aktivieren der Touch-Bereiche

Intuitive Bedienung




In allen Accessible Apps




In allen Apps kann die Position der Communicator 5 Leiste rechts oder links festgelegt werden

Full und Lite:




Full



Lite

Fragen





Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
Und es geht weiter mit Teil 2



Info.dach@tobiidynavox.com



www.de.tobiidynavox.com